





Mini Massajador com cabeças amovíveis



Manual de Instruções

PT

Diagrama do Produto




Conteúdo da Embalagem



Utilização do Produto


Montagem

Com o massajador desligado, coloque a cabeça de encaixe plana:



Colocação das pontas de massagem em silicone

Com o massajador desligado, coloque a ponta de massagem em silicone desejada na cabeça de encaixe plana.



Cabeça plana: adequada para relaxamento, especialmente a faixa abdominal, músculos peitorais, bíceps e tríceps femorais.

Ponta redonda: adequada para grandes grupos musculares, incluindo braços, cintura, costas, nádegas e coxas.

Ponta cônica: adequada para pequenas áreas: solas dos pés, palmas das mãos, tendão de Aquiles e músculos romboides.

Cabeça em forma de U: adequada para os músculos trapézios, áreas ao redor do tendão de Aquiles, músculos do tornozelo e da parte inferior da perna.

Utilização do Produto

Ligar/ Desligar

Mantenha o botão Ligar/Desligar  premido durante 3 segundos para ligar ou desligar o massajador.

O massajador desligar-se-á automaticamente após 15 minutos de funcionamento. Se desejar continuar a usá-lo, volte a ligar.

Modo de Massagem e níveis de intensidade

O massajador entrará em funcionamento em modo de massagem, no primeiro nível de intensidade, visível no ecrã. Estão disponíveis 6 níveis, que poderá selecionar sequencialmente, premindo o botão .

1	1700 RPM	4	2300 RPM
2	1900 RPM	5	2500 RPM
3	2100 RPM	6	2800 RPM

Modo de Aquecimento

O massajador possui uma superfície com capacidade de aquecimento, localizada na sua zona inferior.

Para ligar a função de Aquecimento, (depois de ligar o massajador), mantenha o botão de Modo de Aquecimento  premido durante 3 segundos.

O aquecimento iniciar-se-á nos 38 Cº, visível no ecrã de temperatura. O indicador LED acender-se-á a verde. Poderá aceder sequencialmente aos outros níveis de aquecimento (42 e 46 Cº) premindo novamente . O indicador LED ficará azul a 42 Cº e vermelho a 46 Cº.

Para desligar, mantenha o botão  premido por 3 segundos. (O massajador desligar-se-á.)

Nota: o modo de Massagem e de Aquecimento não podem funcionar simultaneamente. Quando o modo de Aquecimento é ligado, o modo de Massagem desliga-se.

Para voltar ao modo de Massagem, mantenha premido o botão Ligar/Desligar  até o massajador se ligar de novo, no nível de intensidade 1.

Utilização do Produto

Bateria e Carregamento

Pode verificar o nível de carga da bateria no ecrã. O indicador possui 5 barras,  cada correspondendo a 20% de carga.

Quando o nível de carga estiver baixo o indicador apresentará uma única barra a piscar .

Para carregar a bateria, desligue o massajador e ligue o cabo de carregamento incluído a uma fonte de energia (5V/2A máx) e à porta de carregamento Type-C no massajador.

Não ligue o massajador durante o carregamento.

Durante o carregamento a barra correspondente ao nível atual piscará .

Quando todas as barras estiverem ligadas, o carregamento estará completo .

Carregue o Massajador antes da primeira utilização, ou se não o utiliza há mais de 12 meses.

Especificações


Tempo de carregamento	3 horas
Capacidade e tipo da bateria	1800 mAh, iões de lítio
Interface de carga	USB Type-C
Autonomia	3-5 horas
Potência	13,3 W
Dimensões	90x40x155 mm
Peso	400 g
Nível sonoro	45 - 50 dB
Materiais	Liga de Alumínio
Temperatura de utilização	10-40 °C

Indicações de Segurança

- Utilize sempre um carregador/adaptador de 5V, certificado e em bom estado
- NÃO utilize adaptadores de carregamento rápido.
- Carregue o produto a temperaturas ambientes entre 10-40 °C
- Não aqueça o dispositivo acima de 70 °C
- Evite proximidade de fogo, água e luz solar direta
- Desligue o produto após o uso
- Não utilize durante o carregamento
- Mantenha fora do alcance de crianças
- Não desmonte ou tente reparar o equipamento
- Em caso de dano, cesse a utilização imediatamente
- Não utilize em zonas do corpo feridas ou com hemorragias
- Não utilize em zonas do corpo com cicatrizes recentes
- Não utilizar em caso de ter um pacemaker/desfibrilhador implantado
- Não utilize na cabeça, em proeminências ósseas, ou no abdómen durante a gravidez
- Não utilizar em zonas da pele inflamadas ou com doenças
- Não utilizar em caso de doenças circulatórias ou cancro
- Não utilizar em caso de doenças agudas (fraturas, roturas, ou outros)
- Não utilizar em órgãos vitais ou na zona genital
- Não utilize em articulações ou ossos
- Não aproxime o cabelo do massajador, de modo a evitar que fique preso e provoque lesões
- Durante a utilização, não toque na zona traseira da cabeça de encaixe, de modo a evitar lesões
- A utilização do massajador não substitui ou complementa tratamentos indicados por profissionais de saúde.
- Em caso de dúvidas acerca da utilização do aparelho, consulte um profissional de saúde




Mini Massager with replaceable heads




Instruction manual

EN

Product Diagram




Package Contents



Using the Product


Assembly

With the massager switched off, insert the flat attachment head.



Attaching the silicone massage tips

With the massager switched off, insert the desired silicone massage tip into the flat attachment head.



Flat head: suitable for relaxation, especially the abdominal area, pectoral muscles, biceps, and femoral triceps.

Round head: suitable for large muscle groups, including arms, waist, back, buttocks, and thighs.

Conical head: suitable for small areas such as the soles of the feet, palms of the hands, the Achilles tendon, and the rhomboid muscles.

U-shaped head: suitable for trapezius muscles, areas around the Achilles tendon, ankle muscles, and the lower part of the leg.

Using the Product

On/Off

Hold the On/Off button  for 3 seconds to switch the massager on or off.

The massager will automatically switch off after 15 minutes of operation. If you wish to continue using it, switch it on again.

Massage Mode and Intensity Levels

The massager will start operating in massage mode at the first intensity level, visible on the screen. Six levels are available, which you can select sequentially by pressing the  button.

	1700 RPM		2300 RPM
	1900 RPM		2500 RPM
	2100 RPM		2800 RPM

Heating Mode

The massager has a surface with heating capability, located in its lower area.

To activate the Heating function (after switching on the massager), hold the Heating Mode button  for 3 seconds.

Heating will start at 38 °C, shown on the temperature display. The LED indicator will light up green. You can then switch sequentially to other heating levels (42 °C and 46 °C) by pressing the  button again. The LED indicator will turn blue at 42 °C and red at 46 °C.

To switch off, hold the  button for 3 seconds. (The massager will turn off.)

Note: Massage mode and Heating mode cannot operate simultaneously. When Heating mode is switched on, Massage mode switches off.

To return to Massage mode, hold the On/Off button  until the massager switches on again at intensity level 1.

Using the Product

Battery and Charging

You can check the battery charge level on the screen. The indicator has 5 bars , each corresponding to 20% of charge.

When the charge level is low, the indicator will show a single bar flashing .

To charge the battery, switch off the massager and connect the included charging cable to a power source (5V/2A max) and to the Type-C charging port on the massager.

Do not switch on the massager while charging.

During charging, the bar corresponding to the current level will flash .

When all bars are lit, charging is complete .

Charge the massager before first use, or if you haven't used it in 12 months.

Specifications


Charging time	3 hours
Battery capacity and type	1800 mAh, lithium-ion
Charging interface	USB Type-C
Autonomy	3–5 hours
Power	13.3 W
Dimensions	90×40×155 mm
Weight	400 g
Noise level	45–50 dB
Materials	Aluminium alloy
Operating temperature	10–40 °C

Safety Instructions

- Always use a certified 5V charger/adaptor in good condition
- Do not use fast-charging adapters
- Charge the product at ambient temperatures between 10 - 40 °C
- Do not heat the device above 70 °C
- Avoid proximity to fire, water, and direct sunlight
- Switch off the product after use
- Do not use while charging
- Keep out of reach of children
- Do not disassemble or attempt to repair the equipment
- In case of damage, stop using immediately
- Do not use on injured or bleeding areas of the body
- Do not use on areas of the body with recent scars
- Do not use if you have a pacemaker/defibrillator implanted
- Do not use on the head, on bony prominences, or on the abdomen during pregnancy
- Do not use on areas of inflamed skin or skin with diseases
- Do not use in cases of circulatory diseases or cancer
- Do not use in cases of acute illnesses (fractures, ruptures, or others)
- Do not use on vital organs or in the genital area
- Do not use on joints or bones
- Do not bring hair close to the massager to avoid it getting caught and causing injury
- During use, do not touch the back of the attachment head to avoid injury
- The use of the massager does not replace or complement treatments recommended by healthcare professionals
- In case of doubt regarding the use of the device, consult a healthcare professional




Mini masajeador con cabezales intercambiables



Manual de Instrucciones

ES

Diagrama del producto




Contenido del paquete



Uso del producto


Montaje

Con el masajeador apagado, coloque la cabeza de acoplamiento plana.



Colocación de las puntas de masaje de silicona

Con el masajeador apagado, coloque la punta de masaje de silicona deseada en la cabeza de acoplamiento plana.



Cabeza plana: adecuada para la relajación, especialmente en la zona abdominal, músculos pectorales, bíceps y tríceps femorales.

Cabeza redonda: adecuada para grandes grupos musculares, incluidos brazos, cintura, espalda, glúteos y muslos.

Cabeza cónica: adecuada para zonas pequeñas como las plantas de los pies, las palmas de las manos, el tendón de Aquiles y los músculos romboides.

Cabeza en forma de U: adecuada para los músculos trapecios, las zonas alrededor del tendón de Aquiles, los músculos del tobillo y la parte inferior de la pierna.

Uso del producto

Encender/Apagar

Mantenga pulsado el botón de Encendido/Apagado  durante 3 segundos para encender o apagar el masajeador.

El masajeador se apagará automáticamente tras 15 minutos de funcionamiento. Si desea seguir usándolo, vuelva a encenderlo.

Modo de Masaje y Niveles de Intensidad

El masajeador comenzará a funcionar en modo masaje en el primer nivel de intensidad, visible en la pantalla. Hay 6 niveles disponibles, que se pueden seleccionar secuencialmente pulsando el botón .

1	1700 RPM	4	2300 RPM
2	1900 RPM	5	2500 RPM
3	2100 RPM	6	2800 RPM

Modo de Calor

El masajeador dispone de una superficie con capacidad de calentamiento, situada en su parte inferior.

Para activar la función de Calor (después de encender el masajeador), mantenga pulsado el botón de Modo de Calor  durante 3 segundos.

El calentamiento se iniciará a 38 °C, visible en la pantalla de temperatura. El indicador LED se encenderá en verde. Podrá acceder secuencialmente a otros niveles de calor (42 °C y 46 °C) pulsando de nuevo el botón . El LED se pondrá azul a 42 °C y rojo a 46 °C.

Para apagar, mantenga pulsado el botón  durante 3 segundos. (El masajeador se apagará.)

Nota: El modo de Masaje y el modo de Calor no pueden funcionar simultáneamente. Cuando se activa el modo de Calor, el modo de Masaje se desactiva.

Para volver al modo de Masaje, mantenga pulsado el botón de Encendido/Apagado  hasta que el masajeador se encienda de nuevo en el nivel de intensidad 1.

Uso del producto

Batería y Carga

Puede verificar el nivel de carga de la batería en la pantalla. El indicador tiene 5 barras , cada una correspondiente al 20% de carga.

Cuando el nivel de carga sea bajo, el indicador mostrará una única barra parpadeando .

Para cargar la batería, apague el masajeador y conecte el cable de carga incluido a una fuente de energía (5V/2A máx.) y al puerto de carga Type-C del masajeador.

No encienda el masajeador durante la carga.

Durante la carga, la barra correspondiente al nivel actual parpadeará .

Cuando todas las barras estén encendidas, la carga estará completa .

Cargue el masajeador antes de utilizarlo por primera vez o si no lo ha utilizado durante más de 12 meses.

Especificaciones


Tiempo de carga	3 horas
Capacidad y tipo de batería	1800 mAh, iones de litio
Interfaz de carga	USB Type-C
Autonomía	3-5 horas
Potencia	13,3 W
Dimensiones	90x40x155 mm
Peso	400 g
Nivel sonoro	45-50 dB
Materiales	Aleación de aluminio
Temperatura de uso	10-40 °C

Indicaciones de Seguridad

- Utilice siempre un cargador/adaptador de 5V certificado y en buen estado
- No utilice adaptadores de carga rápida
- Cargue el producto a temperaturas ambiente entre 10-40 °C
- No caliente el dispositivo por encima de 70 °C
- Evite la proximidad al fuego, al agua y a la luz solar directa
- Apague el producto después de su uso
- No lo utilice durante la carga
- Manténgalo fuera del alcance de los niños
- No desmonte ni intente reparar el equipo
- En caso de daño, deje de utilizarlo inmediatamente
- No lo use en zonas del cuerpo con heridas o hemorragias
- No lo use en zonas del cuerpo con cicatrices recientes
- No lo utilice si tiene un marcapasos/desfibrilador implantado
- No lo utilice en la cabeza, en prominencias óseas o en el abdomen durante el embarazo
- No lo utilice en zonas de piel inflamada o con enfermedades
- No lo utilice en caso de enfermedades circulatorias o cáncer
- No lo utilice en caso de enfermedades agudas (fracturas, roturas u otras)
- No lo utilice en órganos vitales ni en la zona genital
- No lo utilice en articulaciones o huesos
- No acerque el cabello al masajeador para evitar que se quede atrapado y cause lesiones
- Durante el uso, no toque la parte trasera de la cabeza de acoplamiento para evitar lesiones
- El uso del masajeador no sustituye ni complementa tratamientos recomendados por profesionales de la salud
- En caso de duda sobre el uso del aparato, consulte a un profesional de la salud




Mini masseur avec têtes amovibles




Manuel d'Instructions

FR

Diagramme du produit




Contenu de l'emballage



Utilisation du produit


Montage

Avec le masseur éteint, insérez la tête plate d'attache.



Fixation des embouts de massage en silicone

Avec le masseur éteint, insérez l'embout de massage en silicone souhaité dans la tête plate d'attache.



Tête plate: adaptée à la relaxation, notamment pour la zone abdominale, les muscles pectoraux, les biceps et les triceps fémoraux.

Tête ronde: adaptée aux grands groupes musculaires, y compris les bras, la taille, le dos, les fessiers et les cuisses.

Tête conique: adaptée aux petites zones comme les plantes des pieds, les paumes des mains, le tendon d'Achille et les muscles rhomboïdes.

Tête en forme de U: adaptée aux muscles trapèzes, aux zones autour du tendon d'Achille, aux muscles de la cheville et à la partie inférieure de la jambe.

Utilisation du produit

Allumer/Éteindre

Maintenez le bouton Marche/Arrêt  enfoncé pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre le masseur.

Le masseur s'éteindra automatiquement après 15 minutes de fonctionnement. Si vous souhaitez continuer à l'utiliser, rallumez-le.

Mode Massage et Niveaux d'Intensité

Le masseur commencera à fonctionner en mode massage au premier niveau d'intensité, visible sur l'écran. Six niveaux sont disponibles, que vous pouvez sélectionner séquentiellement en appuyant sur le bouton .

1	1700 RPM	4	2300 RPM
2	1900 RPM	5	2500 RPM
3	2100 RPM	6	2800 RPM

Mode Chauffant

Le masseur possède une surface chauffante, située dans sa partie inférieure.

Pour activer la fonction Chauffage (après avoir allumé le masseur), maintenez le bouton du Mode Chauffage  enfoncé pendant 3 secondes.

Le chauffage commencera à 38 °C, affiché sur l'écran de température. Le voyant LED s'allumera en vert. Vous pourrez ensuite accéder aux autres niveaux de chauffage (42 °C et 46 °C) en appuyant à nouveau sur le bouton . Le voyant LED sera bleu à 42 °C et rouge à 46 °C.

Pour éteindre, maintenez le bouton  enfoncé pendant 3 secondes. (Le masseur s'éteindra.)

Remarque : le mode Massage et le mode Chauffant ne peuvent pas fonctionner simultanément. Lorsque le mode Chauffant est activé, le mode Massage s'arrête.

Pour revenir au mode Massage, maintenez le bouton Marche/Arrêt  enfoncé jusqu'à ce que le masseur se rallume au niveau d'intensité 1.

Utilisation du produit

Batterie et Chargement

Vous pouvez vérifier le niveau de charge de la batterie sur l'écran. L'indicateur comporte 5 barres , chacune correspondant à 20 % de charge.

Lorsque le niveau de charge est faible, l'indicateur affichera une seule barre clignotant .

Pour charger la batterie, éteignez le masseur et connectez le câble de charge fourni à une source d'alimentation (5V/2A max) et au port de charge Type-C du masseur.

N'allumez pas le masseur pendant le chargement.

Pendant le chargement, la barre correspondant au niveau actuel clignotera .

Lorsque toutes les barres sont allumées , le chargement est terminé.

Chargez le masseur avant la première utilisation ou s'il n'a pas été utilisé depuis plus de 12 mois.

Spécifications


Temps de charge	3 heures
Capacité et type de batterie	1800 mAh, ions lithium
Interface de charge	USB Type-C
Autonomie	3-5 heures
Puissance	13,3 W
Dimensions	90×40×155 mm
Poids	400 g
Niveau sonore	45-50 dB
Matériaux	Alliage d'aluminium
Température d'utilisation	10-40 °C

Consignes de Sécurité

- Utilisez toujours un chargeur/adaptateur de 5V certifié et en bon état
- N'utilisez pas d'adaptateurs de charge rapide
- Rechargez le produit à une température ambiante comprise entre 10 et 40 °C
- Ne chauffez pas l'appareil au-dessus de 70 °C
- Évitez la proximité du feu, de l'eau et de la lumière directe du soleil
- Éteignez le produit après utilisation
- Ne l'utilisez pas pendant la charge
- Tenez-le hors de portée des enfants
- Ne démontez pas et n'essayez pas de réparer l'appareil
- En cas de dommage, cessez immédiatement l'utilisation
- N'utilisez pas sur des zones du corps blessées ou présentant des hémorragies
- N'utilisez pas sur des zones du corps avec des cicatrices récentes
- N'utilisez pas si vous avez un pacemaker ou un défibrillateur implanté
- N'utilisez pas sur la tête, sur des saillies osseuses ou sur l'abdomen pendant la grossesse
- N'utilisez pas sur des zones de peau enflammée ou atteintes de maladies
- N'utilisez pas en cas de maladies circulatoires ou de cancer
- N'utilisez pas en cas de maladies aiguës (fractures, déchirures ou autres)
- N'utilisez pas sur des organes vitaux ou dans la zone génitale
- N'utilisez pas sur les articulations ou les os
- Ne rapprochez pas les cheveux de l'appareil afin d'éviter qu'ils ne se coincent et ne causent des blessures
- Pendant l'utilisation, ne touchez pas la partie arrière de la tête d'attache afin d'éviter les blessures
- L'utilisation du masseur ne remplace pas et ne complète pas les traitements recommandés par des professionnels de santé
- En cas de doute concernant l'utilisation de l'appareil, consultez un professionnel de santé




Mini-massageapparaat met afneembare koppen



Handleiding

NL

Diagrama do Produto




Inhoud van de verpakking



Gebruik van het product


Montage

Wanneer de massager is uitgeschakeld, plaats de platte opzetkop.



Plaatsing van de siliconen massagekoppen

Wanneer de massager is uitgeschakeld, plaats de gewenste siliconen massagekop in de platte opzetkop.



Platte kop: geschikt voor ontspanning, vooral voor de buikstreek, borstspieren, biceps en dijbeenspieren (triceps femoris).

Ronde kop: geschikt voor grote spiergroepen, waaronder armen, taille, rug, billen en dijen.

Kegelvormige kop: geschikt voor kleine zones zoals de voetzolen, handpalmen, de achillespees en de ruitvormige spieren.

U-vormige kop: geschikt voor de monnikskapspier, de zones rond de achillespees, de enkelspieren en het onderbeen.

Gebruik van het product

Aan/Uit

Houd de Aan/Uit-knop 3 seconden ingedrukt om de massager aan of uit te zetten.

De massager schakelt automatisch uit na 15 minuten gebruik. Als u hem verder wilt gebruiken, zet hem opnieuw aan.

Massage-modus en Intensiteitsniveaus

De massager start in de massage-modus op het eerste intensiteitsniveau, zichtbaar op het scherm. Er zijn 6 niveaus beschikbaar die u achtereenvolgens kunt selecteren door op de knop te drukken.

1	1700 RPM	4	2300 RPM
2	1900 RPM	5	2500 RPM
3	2100 RPM	6	2800 RPM

Verwarmingsmodus

De massager heeft een verwarmend oppervlak, gelegen aan de onderzijde.

Om de verwarmingsfunctie in te schakelen (nadat de massager is aanzet), houdt u de knop voor de Verwarmingsmodus 3 seconden ingedrukt.

De verwarming start bij 38 °C, zichtbaar op het temperatuurscherm. De LED-indicator licht groen op. U kunt vervolgens schakelen naar de andere verwarmingsniveaus (42 °C en 46 °C) door opnieuw op de knop te drukken. De LED wordt blauw bij 42 °C en rood bij 46 °C.

Om uit te schakelen, houdt u de knop 3 seconden ingedrukt. (De massager schakelt uit.)

Opmerking: De massage-modus en de verwarmingsmodus kunnen niet gelijktijdig werken. Wanneer de verwarmingsmodus is ingeschakeld, schakelt de massage-modus uit.

Om terug te keren naar de massage-modus, houdt u de Aan/Uit-knop ingedrukt totdat de massager opnieuw gaat op intensiteitsniveau 1.

Gebruik van het product

Batterij en Opladen

U kunt het batterijniveau controleren op het scherm. De indicator heeft 5 balkjes, elk overeenkomend met 20% lading.

Wanneer het batterijniveau laag is, toont de indicator één enkel balkje dat knippert.

Om de batterij op te laden, schakelt u de massager uit en sluit u de meegeleverde oplaadkabel aan op een stroombron (5V/2A max) en op de Type-C oplaadpoort van de massager.

Zet de massager niet aan tijdens het opladen.

Tijdens het opladen knippert het balkje dat overeenkomt met het huidige niveau.

Wanneer alle balkjes branden, is het opladen voltooid.

Laad de Massager op voor het eerste gebruik, of als u hem langer dan 12 maanden niet hebt gebruikt.

Specificaties

Oplaadtijd	3 uur
Batterijcapaciteit en type	1800 mAh, lithium-ion
Oplaadinterface	USB Type-C
Autonomie	3-5 uur
Vermogen	13,3 W
Afmetingen	90x40x155 mm
Gewicht	400 g
Geluidsniveau	45-50 dB
Materialen	Aluminiumlegering
Gebruikstemperatuur	10-40 °C

Veiligheidsinstructies

- Gebruik altijd een gecertificeerde 5V-oplader/adapter in goede staat
- Gebruik geen snellaadadapters
- Laad het product op bij een omgevingstemperatuur tussen 10 en 40 °C
- Verwarm het apparaat niet boven 70 °C
- Vermijd blootstelling aan vuur, water en direct zonlicht
- Schakel het product uit na gebruik
- Gebruik het niet tijdens het opladen
- Buiten bereik van kinderen houden
- Demonteer of repareer het apparaat niet zelf
- Stop onmiddellijk met gebruik bij schade
- Gebruik het niet op lichaamsdelen met wonden of bloedingen
- Gebruik het niet op lichaamsdelen met recente littekens
- Gebruik het niet als u een pacemaker of geïmplanteerde defibrillator heeft
- Gebruik het niet op het hoofd, op benige uitsteeksels of op de buik tijdens de zwangerschap
- Gebruik het niet op ontstoken huid of huid met aandoeningen
- Gebruik het niet bij circulatorische ziekten of kanker
- Gebruik het niet bij acute aandoeningen (breuken, scheuren of andere)
- Gebruik het niet op vitale organen of in het genitale gebied
- Gebruik het niet op gewrichten of botten
- Houd haar uit de buurt van de massager om te voorkomen dat het vast komt te zitten en letsel veroorzaakt
- Raak tijdens gebruik de achterkant van de opzetkop niet aan om letsel te voorkomen
- Het gebruik van de massager vervangt of vult geen behandelingen aan die door zorgprofessionals worden aanbevolen
- Raadpleeg bij twijfel over het gebruik van het apparaat een zorgprofessional